

Accoudoirs de toilettes Bermudes



- **Système de fixation contre la cuvette très sécurisant**
- **Larges ventouses au sol**

Nos accoudoirs de toilettes Bermudes se disposent autour de votre cuvette de toilettes existantes pour vous aider à vous asseoir et vous relever. Ils sont réglables en largeur et en hauteur pour convenir à tout le monde. Structure en aluminium anti-corrosion et poignées en matériau plastique.

2 pattes latérales se fixent à la cuvette pour garantir une tenue ferme.

Dimensions : larg. 54,5/59,5 (entre accoudoirs 45/50,5) x prof. 44,5 x haut. 69 / 82 cm en 6 positions.

Poids supporté maximum : 125 kg



- 811010