

Accoudoirs de toilettes Prima



- **Réglable en hauteur et en largeur**
- **Trou anatomique pour se rapprocher au mieux de la cuvette**

Ces accoudoirs de WC se posent simplement autour de votre cuvette existante et vous apportent une assistance appréciable pour vous asseoir et vous relever.

Dimensions : larg. réglable de 52 à 60 x prof. 44 x haut. réglable de 68 à 82 cm.

Hauteur au niveau de la courbe: 25/28/30 cm.

Poids 8 kg.

Poids maximum autorisé 190 kg.



- 811007