

## Aide à la rotation patient PositPro



- **2 modèles différents**
- **Permet de tourner facilement le patient**
- **Evite les frottements sur la peau**

Notre coussin permet à un aidant de faire faire des rotations aux patients très facilement et surtout, en limitant les risques de frottement et de maux divers. Il permet d'accompagner les jambes avec un simple mouvement du bassin. Fabriqué en France.

Enveloppe déhoussable en tissu PositPro Steritex ultra-résistant, conçu en polyuréthane respirant, imperméable, désinfectable.

Coloris gris.

Dimensions : Long : 53 x prof. 43 x haut. 12,5 cm.

Le modèle Premium dispose d'une sangle à velcro servant à immobiliser la personne en position latérale : la sangle se sécurise sur une barrière de lit à la longueur souhaitée.

### **Variantes :**

- Standard
- Premium



- Standard - 829107

- Premium - 829144