

Barre d'appui à ventouses 40 cm



Témoin «ouvert»,
ventouse ouverte



Témoin «ok»,
ventouse sécurisée



Témoin «non ok»,
ventouse non sécurisée



- 815094

- **Ventouses caoutchouc très haute tenue**
- **Avec témoin de verrouillage**

Notre [barre à ventouses](#) 40 cm permet de sécuriser une baignoire, une douche ou un cabinet de toilettes sans avoir à percer des trous disgracieux dans une faïence murale. Elle s'installe en quelques secondes sans outil et s'utilise principalement pour prendre appui en sortie de douche ou de baignoire.

Les avantages principaux d'une barre à ventouses : vous pouvez la poser et la déplacer sans aide extérieure, les locataires n'ont pas à faire de trous dans la faïence, vous pouvez l'emporter en voyage avec vous car elle est légère et peu encombrante...

Pressez les deux leviers latéraux et elle tient très fermement sur tous les supports lisses (carrelage, faïence, surface vitrée, peinture laquée, surface PVC des cabines de douches...).

Son témoin de verrouillage permet de visualiser si la ventouse est correctement engagée.

Diamètre de la ventouse : 10 cm
Longueur 40 cm.