


## Cadre de marche articulé



- 826084

(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 23/04/2026)

- **Déambulation plus fluide : s'articule en suivant vos pas**
- **Hauteur réglable**

Ce [cadre de marche](#) permet une déambulation plus fluide qu'avec un cadre de marche standard, car seul un côté de cadre est à soulever pour déambuler.

Structure aluminium anodisé.

Dimensions : larg. 56 x prof. 47 x haut. 78 / 96 cm en 8 positions.

Poids 2,4 kg.

Poids maximum supporté 120 kg.