

Canne BCR Enfant



- Bleu - 816120.B
- Pistache - 816120.P
- Turquoise - 816120.T

- **Appui brachial réglable**
- **Poignée ergonomique**

Canne de taille réduite permettant de régler l'appui brachial en hauteur. Elle dispose également d'une poignée ergonomique. Fabriqué en Europe. Vendu à l'unité. Couleurs disponibles : Bleu, turquoise et pistache.

Hauteur poignée réglable en 9 positions de 45 à 69 cm.
Hauteur appui brachial réglable en 5 positions de 19,5 à 25,5 cm.

Structure aluminium et thermoplastique.

Poids 530 gr.

Résistance 100 kg

Variantes :

- Bleu
- Pistache
- Turquoise