

## Canne blanche pour malvoyant


- **Canne blanche pour non voyant avec large poignée en caoutchouc confortable avec dragonne**

Canne télescopique pour non-voyant ou aveugle en aluminium pliable en 5 parties pour se ranger facilement dans un sac.

La large extrémité en ABS montée sur axe rotatif glisse facilement sur la chaussée.

Extrémité équipée d'un réfléchissant rouge pour une meilleure visualisation des autres passants.

Longueur dépliée 133.5 cm, pliée 30.2 cm.



- 816097