


## Canne design en aluminium pliante ou fixe



- **Qualité renforcée**
- **Poignée confort**
- **Modèle fixe ou pliante**

Nos [cannes de marche pliantes](#) et fixes permettent une marche sûre et confortable grâce à sa structure robuste en aluminium. La nouvelle poignée a été conçue pour toutes les tailles de main, en améliorant le confort. Equipée d'une dragonne textile à pression, très pratique. Voyez aussi nos [cannes médicales de marche](#). Manche en matériau antidérapant et confortable.

8 coloris disponibles : noir, coffee ou 4 décors : damier, flora, bleuet, arabesque, léopard et oranger.  
Structure en aluminium légère.

### **Canne de marche en aluminium pliante :**

Se plie en 4 parties et reste pliée, idéal pour la ranger facilement dans votre sac. Equipée d'une housse plastique et d'une bague de maintien en position pliée.  
Hauteur réglable de 83,5 à 95,5 cm en 5 positions.  
Poids : seulement 370 gr.  
Poids maximum utilisateur : 110 kg.

### **Canne de marche en aluminium fixe :**

Hauteur réglable de 77 à 100 cm en 10 positions.  
Poids : seulement 360 gr.  
Poids maximum utilisateur : 110 kg.

### **Variantes :**

- Fixe
- Pliante
- Coffee
- Flora
- Léopard
- Noir
- Orchid
- Arabesque
- Bleuet
- Damier
- Oranger

- Fixe - Flora - 816070.FL
- Fixe - Léopard - 816070LE
- Fixe - Noir - 816070.N
- Fixe - Arabesque - 816070.A
- Fixe - Bleuet - 816070.B
- Fixe - Damier - 816070.D
- Fixe - Oranger - 816070OR
- Pliante - Coffee - 816068
- Pliante - Flora - 816069.FL
- Pliante - Léopard - 816069LE
- Pliante - Noir - 816014
- Pliante - Orchid -
- Pliante - Arabesque - 816069.A
- Pliante - Bleuet - 816069.B
- Pliante - Damier - 816069.D
- Pliante - Oranger - 816069OR

**Date d'impression : 03/03/2026**