

Canne tripode Classic



- Canne en aluminium
- Base avec 3 pieds stables

Canne tripode légère en aluminium avec un embout tripode pratique et stable.

Idéal pour les gauchers autant que les droitiers. Il suffit d'appuyer sur le téton de réglage, de faire pivoter la canne pour inverser la poignée et un téton situé de l'autre côté permettra de bloquer la position de la canne.

Hauteur réglable de 72,5 à 95,3 cm.

Base 22,4 x 24 cm avec renfort.

Dimension embout : diam. 16mm x haut. 29mm.

Poids maximum supporté 113 kg



- 816011