

## Cannes anglaises Ergo Dynamic



- Lot de 3 - 816093
- S - 816049.S
- M - 816049
- L - 816049.L

- **Hauteur réglable en 11 positions différentes**
- **Amortisseur intégré absorbant les chocs**

Nos cannes anglaises Ergo Dynamic disposent de nombreuses avancées techniques, d'abord ses tubes d'aluminium high tech auto-portant, qui lui confère rigidité optimale et poids réduit. Le modèle Ergo Dynamic, unique et breveté, dispose d'un amortisseur intégré afin d'absorber les chocs. Elle est équipée des appuis de la paume et antébrachial comme l'Opti Confort.

Sa capacité de réglage unique permet de s'adapter à tous les utilisateurs : poignée réglable en hauteur de 71,5 à 98 cm en 11 réglages. Elles sont équipées d'un système de réglage anti-éjection. Aluminium finition martelée.

Fonctionnement anti-bruit. Embase articulée avec dispositif anti-perforation et effet amortissant. Fabrication française haute qualité. Embout intelligent dynamique et articulé. Coloris blanc/noir.

Structure ultra-légère : entre 613 et 620 gr la canne !  
Poids maximum autorisé max 130 kg.

3 modèles différents selon le poids de la personne :

- Taille S : Moins de 60 kg. Poids : 613 gr.
- Taille M : Entre 60 et 75 kg. Poids : 613 gr.
- Taille L : Plus de 75 kg. Poids : 620 gr.

Lot des 3 tailles disponibles également.

Vendues par paire, le lot comprend donc 6 cannes.

Découvrez toutes nos [cannes béquilles médicales](#).

### **Variantes :**

- Lot de 3
- S
- M
- L