

Ceinture d'aide à la marche



- Standard - 815078

- Large - 815079

- **Revêtement interne encore plus antidérapant**
- **Fabrication 100% française**

Notre [ceinture](#) très robuste vous permet d'assister efficacement vos patients à se relever. Elle dispose de 4 larges poignées à coutures renforcées, disposées tout autour de la ceinture pour une prise ferme et sécurisante. Fermeture par larges boucles avec sangle à velcro pour l'attacher après fixation. Enveloppe polyester enduite polyuréthane imperméable et désinfectable avec rembourrage en mousse.

Coloris gris et noir.

2 tailles disponibles :

Standard : taille de la ceinture 70 x 15 cm. Pour un tour de taille de 70 à 120 cm.

Large : taille de la ceinture 100 x 15 cm. Pour un tour de taille de 100 à 170 cm.

Variantes :

- Standard
- Large