

Chaise de douche / WC Aston



- Utilisation polyvalente WC/douche
- Structure alu peint anti-corrosion
- Assise, dossier et accoudoirs souples et confortables

Notre chaise de douche et WC Aston vous apporte fonctionnalité, confort et qualité pour la douche de votre patient. Elle est utilisable en version douche et en version toilettes grâce à son équipement. Elle dispose de toutes les avancées en matière de maniabilité et de confort : 4 roues multidirectionnelles à freins, des accoudoirs souples et relevables facilement, un repose-pieds double relevable, escamotable, amovible et réglable en hauteur, une assise souple avec intérieur amovible pour l'utilisation WC. L'assise et le dossier sont en mousse de haute densité, indéformable, imperméable et désinfectable. Le seau de grande capacité (5 litres) avec couvercle est amovible par l'arrière. La partie dossier est démontable pour faciliter le transport.

Structure aluminium peint anti-corrosion.

Dimensions hors-tout : larg. 56 x prof. 87 x haut. 99/104 cm.

Dimensions assise : larg. 46 x prof. 43 x haut. 51/56 cm.


Hauteur dossier 47 cm.

Hauteur sous le siège 43/48 cm.

Evidement siège 27 x 17 cm.

Poids 13,4 kg.

Poids maximum autorisé 160 kg.



Date d'impression : 27/07/2026