

Chaise douche mobile pliante Minorque



- **Pliante et sur roulettes**

Notre chaise de douche Minorque est très pratique et confortable. Elle cumule le côté mobile avec la fonction pliante pour le rangement. Elle dispose d'une assise ouverte en U avec sa galette de confort en mousse souple, d'un dossier recouvert de la même mousse souple et d'accoudoirs souples également. Son repose-pieds se relève pour faciliter les transferts.

Equipé de 2 roues arrières de grand diamètre 30 cm et de 2 roulettes à freins à l'avant.

Pot amovible par l'avant ou par le haut.

Barre de poussée confort.

Structure en aluminium anodisé.

Dimensions hors-tout : larg. 61 x prof. 75 (93,5 avec repose-pieds déplié) x haut. 95 cm.

Dimensions assise : larg. 43 x prof. 43 x haut. 52 cm.

Dimensions plié : Larg. 61 x prof. 40 x haut. 95 cm.

Larg. entre accoudoirs 49 cm.

Poids 9,9 kg.

Poids maximum autorisé : 125 kg.



- 822012