

Chaise de douche Swift



- Bleu - 812136
- Gris - 812200
- Vert - 812069

- **Accoudoirs et dossier confort**
- **Assise découpée**

Notre chaise de douche Swift combine de très nombreuses avancées en matière de confort et de fonctionnalité, pour que vous puissiez prendre une douche en toute sécurité, confortablement assis. Le dessin de son assise et de son dossier vous offre une position très relaxante. Ses pieds se règlent très facilement en hauteur. Structure intégrale en aluminium et polypropylène sans risque de corrosion. Pieds en caoutchouc antidérapant.

Dimensions hors-tout : larg. 54,5 x prof. 50 x haut. 80/95 cm.

Dimensions de l'assise : larg. 54 x prof. 41 x haut. 42/57 cm.

Largeur entre les accoudoirs 45 cm.

Poids 4,7 kg.

Résistance : 160kg.

3 coloris au choix : bleu, vert et gris

Variantes :

- Bleu
- Gris
- Vert