

## Chaise de douche et WC Aston grandes roues



- **Utilisation polyvalente WC/douche**
- **Structure alu peint anti-corrosion**
- **Assise, dossier et accoudoirs souples et confortables**
- **Versión grandes roues**

Cette chaise est la version déjà équipée de l'[Aston](#) avec des roues 24 pouces.

Elle vous apporte exactement les mêmes fonctionnalités, confort et qualité pour la douche de votre patient. Elle est utilisable en version douche et en version toilettes grâce à son équipement. Elle dispose de toutes les avancées en matière de maniabilité et de confort : 2 roues multidirectionnelles à freins, 2 grandes roues avec main courante, des accoudoirs souples et relevables facilement, un repose-pieds double relevable, escamotable, amovible et réglable en hauteur, une assise souple avec intérieur amovible pour l'utilisation WC. L'assise et le dossier sont en mousse de haute densité, indéformable, imperméable et désinfectable. Le seau de grande capacité (5 litres) avec couvercle est amovible par l'arrière. La partie dossier est démontable pour faciliter le transport.

Roues 24 pouces réalisée en polypropylène et bandage plein.

Livrée avec freins de parking.

Structure aluminium peint anti-corrosion.

Dimensions hors-tout : larg. 70 x prof. 112 x haut. 99 cm.

Poids 16 kg.

Dimensions assise : larg. 46 x prof. 43 x haut. 50 cm.

Hauteur sous siège 46 cm.

Evidement siège 27 x 17 cm.

Modèle réglable en hauteur, 3 hauteurs sous-assise proposées : 44,5 cm / 47 cm / 49,5 cm.

Poids maximum autorisé 160 kg.

- 822253

**Date d'impression : 03/03/2026**