

Chariot de course REST N ROLL



- **3 positions de roues** : droites, angle limité ou multidirectionnelles
- **Barre de poussée modulable** : optimise l'espace d'assise
- **Confortable** : grand sac, assise et dossier capitonnés

Notre chariot de course Rest N Roll est très sécurisant. Il est nécessaire de basculer la barre de poussée de l'autre côté afin de s'asseoir : dans cette position, la barre de poussée actionne automatiquement le frein de parking. Les roues peuvent être réglées dans 3 positions : droites, avec un angle limité ou multi-directionnelles 360°. Dispose d'un grand sac avec accès des 2 côtés et d'une pochette de sécurité derrière le dossier. Frein central très pratique.

Dimensions hors-tout : larg. 57,5 x prof. 62 x haut. porte-mains 87 à 97,5 cm en 6 positions.



Poids : 7,4 kg.

Dimensions assise : larg. 34,5 x prof. 30 x haut. 50 cm.

Dossier : 29 x 15 cm.

Diamètre roue : 17 cm

Poids max utilisateur : 110 kg



- 828014