

Coussin de fauteuil anti-glissement




- **Ne vous trompez plus de sens grâce aux inscriptions**
- **Coussin de fauteuil imperméable et désinfectable**
- **Fabrication 100% française**

Nous avons re-développé un coussin permettant de redresser une personne assise sans qu'elle ne glisse à nouveau en avant. Ce coussin est réalisé à partir d'un tissu spécifique qui lui empêche de coulisser sur lui-même dans les 2 sens. Dessus en tissu respirant avec indication du bon sens de pose et dessous en tissu antidérapant. L'ensemble est molletonné pour davantage de confort d'assise.

Dimensions généreuses pour le manipuler facilement lorsque la personne est assise dessus: larg. 41 x prof. 41 cm.
Épaisseur 5 mm

Découvrez nos autres [coussins anti-escarres](#).



- 819145