

## Coussin pivotant de voiture



Modèle souple



Modèle capitonné



- Capitonné - 815098

- Souple - 815016

- **Outil pratique pour entrer et sortir plus facilement de votre voiture**
- **Modèle avec ou sans capitonnage**

Ce disque pivotant de voiture est très pratique pour pivoter sans effort dans votre siège. Le coussin vous permet d'entrer et de sortir avec beaucoup moins d'effort, en pivotant sur lui-même. Le coussin pivotant de voiture a une structure souple (épaisseur 2 cm) que vous pouvez garder pendant tout votre trajet. Il ne réhausse pas l'assise et n'altère pas le confort du siège.

Diamètre 39 cm.

### **Variantes :**

- Capitonné
- Souple