

## Couvercle pour tasse Ergo



Ce couvercle à bec permet d'ajouter la sécurité d'utilisation à notre tasse Ergo.

Les ergothérapeutes ou les aides ménagères pourront avoir le choix de sa fonction :

- soit couvercle de sécurité : le couvercle permet de limiter l'éparpillement du liquide quand la tasse se renverse. L'utilisateur doit aspirer pour boire.

- soit couvercle libre : il suffit de percer le dessus du couvercle afin de créer une circulation d'air. Le liquide coule seul sans avoir à aspirer. Par contre, en cas de renversement, le liquide se répand plus facilement. Garantie lave-vaisselle et micro-ondes.

Diamètre 9,6 cm.

Hauteur du bec : 3,5 cm.

Fabrication 100% française.

- 813093

**Date d'impression : 03/03/2026**