

## Cuillère Anaform



- Standard - 813236

- Lestée - 813237

- **Sangle et poignée anatomique**
- **Modèle standard ou existe en modèle lesté à votre guise**
- **Garantie lave-vaisselle domicile**

Notre nouvelle cuillère AnaForm dispose d'un manche large et anatomique pour une prise en main confortable et d'un couvert pouvant être incliné jusqu'à 90° à droite ou à gauche (ne pas excéder 15 torsions). Elle est fournie avec une sangle permettant de l'utiliser sans la tenir.

Elle existe en version non lestée (122 gr) et en version lestée (jusqu'à 322 gr) livrée avec 10 poids de 20 gr en inox.

Longueur 23,5 cm.

Garantie lave-vaisselle domicile

**Variantes :**

- Standard
- Lestée