


Cuvette pour shampoing



- 812025

- **Sa découpe permet un bon maintien de la nuque**

Cette cuvette gonflable permet aux personnes alitées de faire leur shampoing sans quitter le lit et sans risquer de mouiller les draps. La cuvette est munie d'une évacuation qui conduit l'eau jusqu'à un récipient que vous placerez au sol. Sa découpe permet un bon maintien de la nuque. Fabriquée en vinyle haute résistance.

Dimensions : Long. 70 x larg. 60 x haut. 15 cm.

- **[Bac à shampoing gonflable coloris bleu nuit](#)**