

Déambulateur Klip



- Taille 1 - Avec siège - 826281.T1

- Structure ultra-légère et pliable en aluminium
- Roues ultra-haute qualité
- Modèle avec ou sans siège

Lors de la réception de notre dernière livraison nous avons constaté que bien que techniquement parfaits, ils avaient de manière infime de potentielles rayures sur la peinture. En conséquence, nous avons décidé de vous accorder une réduction de 17% sur l'ensemble des produits et options (remise déjà appliquée).

Le déambulateur Klip est un outil très sécurisant et stable pour les enfants et adolescents manquant d'équilibre. Déambulation postérieure, avec le dégagement à l'avant. Cadre réglable en hauteur et repliable à plat pour le rangement. Il est équipé de roulettes multi-directionnelles à freins à l'avant et de 2 roues fixes avec position anti-recul débrayable à l'arrière. Structure en aluminium ultra-léger.

Disponible en 4 tailles, chacun avec ou sans siège au choix :

- Taille 1 : Coloris rouge. Haut. poignées : 40 et 49 cm. Larg. entre poignées : 33,75 cm. Dimensions au sol : larg. 57,5 x prof. 57,5 cm. Poids maximum autorisé : 34 kg. Modèle sans siège : Poids : 4 kg. Modèle avec siège : Haut. siège : entre 24,7 et 33,7 cm. Poids : 5 kg.

- Taille 2 : Coloris rouge. Haut. poignées : entre 52,5 et 67,5 cm. Larg. entre poignées : 35 cm. Dimensions au sol : larg. 60 x prof. 77,5 cm. Poids maximum autorisé : 38 kg. Modèle sans siège : Poids : 5 kg. *(Ce modèle n'est plus disponible à la vente.)* Modèle avec siège : Haut. siège : entre 30 et 45 cm. Poids : 5,9 kg.

- Taille 3 : Coloris bleu. Haut. poignées : entre 60 et 80 cm. Larg. entre poignées : 40 cm. Dimensions au sol : larg. 62,5 x prof. 87,5 cm. Poids maximum autorisé : 68 kg. Modèle sans siège : Poids : 5.9 kg. Modèle avec siège : Haut. siège : entre 35 et 52,5 cm. Poids : 7.7 kg. *(Ce modèle n'est plus disponible à la vente.)*

- Taille 4 : Coloris bleu. Haut. poignées : entre 75 et 92,5 cm. Larg. entre poignées : 42,5 cm. Dimensions au sol : larg. 65 x prof. 92,5 cm. Poids maximum autorisé : 86 kg. Modèle sans siège : Poids : 6.7 kg. Modèle avec siège : Haut. siège : entre 42,5 et 60 cm. Poids : 8.1 kg.

Variantes :

- Taille 1
- Taille 2
- Taille 3
- Taille 4
- Avec siège
- Sans siège

- Taille 1 - Sans siège - 826280.T1
- Taille 2 - Avec siège - 826281.T2
- Taille 2 - Sans siège - 826280.T2
- Taille 3 - Avec siège - 826281.T3
- Taille 3 - Sans siège - 826280.T3
- Taille 4 - Avec siège - 826281.T4
- Taille 4 - Sans siège - 826280.T4

Date d'impression : 03/03/2026