

## Embout stable tripod



- 816050

- **Compatible avec toute canne de diamètre 19 mm**

Un petit ustensile très pratique qui permet de remplacer l'embout existant. Son système de fonctionnement est simple. Vous le tirez vers le haut, il reste en hauteur et vous pouvez marcher normalement. Vous le tournez d'un quart de tour, il se repositionne à niveau du tampon et permet à la canne de tenir seule debout. Très facile à installer.

Poids 110 gr.

Compatible avec toute canne de diamètre 19 mm.