

Embouts Swingeasy



- Rechange - 816113
- Stabilisateur - 816115
- Tout-terrain - 816114

- Uniquement compatibles avec les [cannes de marche swingeasy](#)

La canne [SwingEasy](#) est livrée de base avec un **embout caoutchouc standard** avec une base plate de 40 mm de diamètre.

Vous pouvez choisir 2 autres embouts :

- **L'embout tout terrain** qui présente une base à crampons (diamètre 40 mm)
- **L'embout stabilisateur** qui présente une surface plus importante (80 mm) et rend autostable votre canne.

Variantes :

- Rechange
- Stabilisateur
- Tout-terrain