

Enfile-bas ou collant plastifié



- **Matériau léger et flexible**

Cet enfile-bas de contention ou de chaussette est léger et flexible. Il est très facile à utiliser : vous placez le haut de la chaussette ou du bas de contention dans ses 2 encoches. Il vous suffit alors de glisser le pied à l'intérieur et de le remonter grâce à ses lanières en coton. Il est ensuite facile à retirer quand la chaussette ou le bas de contention est positionné.

Matériau polyéthylène et coton.

Enfile bas : bandes de 66cm. Haut.21 x larg.22 cm

Variantes :

- Enfile-bas
- Enfile-collants



- Enfile-bas - 819050

- Enfile-collants - 819051