

Enfile-bas de luxe Slide



- **Un enfile-chaussette enfin efficace !**
- **Enfilez vos bas sans vous pencher !**

Cet appareil permet d'enfiler vos bas et de mettre ses chaussettes sans efforts et sans se pencher. Il est composé d'une âme rigide avec une face glissante sur le dessus pour faire glisser le talon plus facilement et une face en coton bouclette antidérapante pour retenir le bas ou la chaussette. Les 2 lanières en coton sont munies de boucles pour faire l'opération sans vous pencher.

Dimensions : 23 x 20 cm.



- 819048