

## Gant de compression anti-oedème



- Main droite large - 116007
- Main droite medium - 116005
- Main droite small - 116003
- Main gauche large - 116006
- Main gauche medium - 116004
- Main gauche small - 116002

- **Gant de contention qui compresse les tissus afin de contrôler le développement des oedèmes**
- **Modèles pour main gauche ou droite avec 3 tailles par main**

Nos [gants de contention](#) en lycra permettent de compresser doucement les tissus afin de contrôler le développement des oedèmes. Ils permettent d'éviter certaines douleurs articulaires chez les patients arthritiques. Le tissu utilisé laisse circuler l'air et ne provoque aucun échauffement.

Modèles de contention pour main gauche ou main droite avec 3 tailles par modèles.

Mesurez la circonférence de votre main au-niveau des phalanges à la base des doigts pour choisir votre taille : small (18 à 20 cm), medium (19 à 22 cm) et large (20 à 25 cm). Compression 15 à 25 mm Hg

Conseils d'entretien : Lavage en machine à froid (cycle délicat). Séchage : à l'air libre, à plat. En cas d'excès de fil, ne pas le couper pour éviter l'effilochage de la couture.

**Variantes :**

- Main droite large
- Main droite medium
- Main droite small
- Main gauche large
- Main gauche medium
- Main gauche small