

## Lot de 6 tubes mousse Ergo



- **S'adaptent à vos ustensiles divers**

Ces 6 tubes mousse de 30 cm de longueur s'adaptent sur vos ustensiles divers afin d'en grossir le manche tout en douceur grâce à leur conception en mousse souple.

Le lot de 6 est composé de :

- 2 pièces grises (diam. interne 6, externe 25 mm).
- 2 pièces vert pomme (diam. interne 9, externe 29 mm).
- 2 pièces vertes (diam. interne 19, externe 29 mm).

- 817029

**Date d'impression : 03/03/2026**