



Rollator d'intérieur Saljol



- S - 826307BLS
- M - 826307BLM
- L - 826307BLL

- **Un rollator ultra-stable révolutionnaire**
- **Utilisable comme support de relevage aux toilettes**

Le rollator d'intérieur Saljol sera votre compagnon à votre domicile pour tous vos gestes quotidiens. Il est tellement stable que vous pouvez vous y appuyer quand et où vous le souhaitez. Il dispose de 2 façons de freiner, soit avec les poignées ou la barre centrale. Il est manœuvrable très facilement, tourne sur lui-même grâce à ses roues multidirectionnelles. Pour plus de stabilité, la direction des roues arrière peut être bloquée. Il est facilement conduisible et manœuvrable quand vous êtes assis dans le rollator. Son plateau amovible en bois, recouvert de feutre antidérapant, permet de transporter repas ou objets en toute sécurité, tandis que sa petite sacoche intégrée garde vos essentiels comme des lunettes, un pilulier ou une télécommande toujours à portée de main. Ses poignées en liège souple, agréables et chaudes au toucher, ainsi que son siège recouvert de feutre offrent un confort optimal lors de vos pauses. Coloris champagne gold.

Dimensions hors-tout : larg. 56 x prof. 67 x haut. poignée 80 cm (S), 86 cm (M) ou 92 cm (L).

Dimensions assise : larg. 45 x prof. 18,5 x haut. 52 cm (S), 55 cm (M) ou 58 cm (L).

Largeur entre accoudoirs : 43 cm.

Poids : 9,3 (S), 9,5 (M), 9,7 kg (L).

Poids maximum utilisateur : 150 kg

Variantes :

- S
- M
- L