

Rollator parapluie NEO POP



- **Repliage unique très compact**
- **Structure ultra-légère et résistante**
- **Poignées souples et anatomiques**

Ce rollator 2 roues permet de déambuler en toute sécurité grâce à ses roues avant de 15 cm et ses 2 patins arrière glissants. Vous pouvez le ranger dans un coffre de voiture très facilement grâce à son système de pliage unique. Poignées en mousse confortables.

Structure en aluminium gris anthracite anodisé.
Dimensions hors-tout : larg. 63 x prof. 60 x haut. poignées de 83,5 à 101 cm en 5 positions.
Largeur entre les poignées : 40 cm.
Largeur entre les pieds : 57 cm.
Poids : 3,2 kg.
Dimensions replié : 17 x 13 x 91,5 cm.
Poids maximum utilisateur : 130 kg



- 826295