

Rollator Rehasense Stylus



- M - Champagne - 826300.M.CHAMP

- M - Rouge - 826300.M.ROUGE

(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 05/05/2026)

- L - Bleu - 826300.LBLEU

- L - Champagne - 826300.L.CHAMP

- L - Rouge - 826300.L.ROUGE

- L - Violet - 826300.LVIOLET

- **Rollator premium très léger**
- **Système de freinage à faible pression**

Le rollator Stylus vous permettra de vous promener en extérieur, avec un appui sécurisant et ultra-léger. Le réglage en hauteur des poignées souples et anatomiques se fait très facilement par indexation.

Il est équipé de série d'un dossier pour s'asseoir confortablement, d'un porte-canne, de passe-trottoirs, d'un sac de transport amovible, d'un système de verrouillage en position plié et de 2 roues en TPE très antidérapantes. Existe en 2 tailles différentes (M ou L). Coloris champagne mat, rouge, bleu azur ou violet. Le coloris bleu et violet sont valables uniquement en taille L.

Dimensions hors-tout :

- Taille M : larg. 61 x prof. 67 x haut. poignées 67 à 86,5 cm en 7 positions.

- Taille L : larg. 61 x prof. 67 x haut. poignées 75 à 99,5 cm en 10 positions.

Dimensions assise :

- Taille M : larg. 44 x prof. 20 x haut. 53 cm.

- Taille L : larg. 44 x prof. 20 x haut. 60 cm.

Poids :

- Taille M : 6,5 kg.

- Taille L : 6,7 kg.

Poids maximum autorisé : 150kg

Variantes :

- M

- L

- Bleu

- Champagne

- Rouge

- Violet