




Sièges Confort hauts



- Modèle chaise - Bleu - 812057
- Modèle chaise - Gris - 812057.GRIS
- Modèle tabouret - Bleu - 812135

- Assises souples, confortables et faciles à entretenir
- Disponible avec ou sans dossier
- Idéal pour la douche ou la vie quotidienne

Ces sièges très confortables vous permettent d'avoir une assise légèrement inclinée vers l'avant, très pratique pour se relever plus facilement. Elle est fabriquée à base de mousse très facile à nettoyer. Structure acier epoxy renforcée.

2 modèles disponibles :

- Chaise : coloris bleu lagon ou gris anthracite
- Tabouret : coloris bleu lagon uniquement

Dimensions hors-tout : larg. 60/65 x prof. 41/45 x haut. 84/99cm.

Dimensions assise : larg. 35,5 x prof. 32,5 x haut. 52/66,5 cm

Largeur entre accoudoirs 55 cm

Hauteur entre les accoudoirs et l'assise : 18,5 cm

Hauteur du dossier : 30 cm

Poids : 4,7 kg pour le modèle tabouret et 5,3 pour les modèles chaise

Poids supporté : 160 kg

Variantes :

- Modèle chaise
- Modèle tabouret

- Bleu
- Gris