

Strapontin de douche Mayotte



- 812203

- Muni d'un pied au sol pour davantage de sécurité
- Structure en aluminium anti-corrosion peint

Notre [strapontin de douche](#) Mayotte se fixe dans votre cabine de douche et vous procure une assise confortable. Peu encombrant car relevable au mur. Le pied au sol est réglable en hauteur pour s'adapter à toutes les tailles d'utilisateur. Muni d'un pied au sol pour davantage de sécurité. Structure en aluminium anti-corrosion peint.

Dimensions assise : larg. 34 x prof. 31 x haut. 46 / 53 cm.
Longueur du mur hors-tout 41 cm.

Poids maximum autorisé 114 kg.