

Table d'examen 2 plans



- Bleu - 827010.B

- Noir - 827010.N

• Table robuste et économique

Notre [table d'examen](#) vous permet de positionner confortablement vos patients avec un budget limité. Elle dispose d'une structure en acier robuste recouverte de peinture epoxy blanche. Elle vous permet de positionner vos patients assis ou en confort grâce à sa partie dossier proclive. Mousse de haute densité de grande épaisseur 7 cm et recouverte d'une sellerie de qualité en polyuréthane classée au feu. Elle dispose également d'un support pour rouleau de drap d'examen en inox.

Coloris disponibles :

- Noir
- Bleu nuit
- Chocolat *(Ce coloris n'est plus disponible à la vente.)*

Dimensions hors-tout : Long. 184 x larg. 62,5 x haut. 72 cm.

Dimensions des 2 pans : 122 cm et 60 cm.

Largeur au sol : 58 cm

Poids maximum utilisateur : 150 kg.

Variantes :

- Bleu
- Chocolat
- Noir