

## Tasse Handycup



- Bleu - 813014

- Gradué - 813059

*(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 18/03/2026)*

- Rouge - 813013

- Vert - 813086

- **Garantie lave-vaisselle et micro-ondes**
- **Livrée avec couvercle à bec canard**
- **Résiste à 80°**

La tasse Handycup est munie de larges anses très faciles à prendre. Sa forme inclinée a été étudiée pour limiter les efforts liés aux mouvements de basculement des avant-bras. Tasse transparente graduée jusqu'à 20 cl. Garantie lave-vaisselle et micro-ondes.

Livrée avec couvercle à bec canard. Résiste à 80°.

Hauteur 95 mm.

Poids 132 gr.

4 coloris au choix : transparent et gradué, vert, bleu ou rouge

### **Variantes :**

- Bleu
- Gradué
- Rouge
- Vert