

LES FAUTEUILS RELEVEURS 2 MOTEURS

Cassis 2M

Avec extension de repose pieds



POINTS FORTS

- Son système d'assise combine des ressorts hélicoïdaux verticaux ensachés posés sur une couche de ressorts anti-affaissement, recouverts d'une épaisseur de mousse. Cette conception garantit un confort d'assise exceptionnel et une durabilité optimale.
- L'ergonomie a été particulièrement étudiée avec une assise incurvée qui épouse naturellement la morphologie de l'utilisatrice ou l'utilisateur, assurant un maintien parfait et une position idéale.
- **Extension de repose pieds pour améliorer le confort en soutenant les pieds en cas de position allongée prolongée dans le fauteuil.**



Extension de repose pieds de série



Explications p3



Explications p9

MICROFIBRE (Explications page 3)




GRIS
RÉF : 212-01

ANTHRACITE
RÉF : 212-16


BEIGE AMANDE
RÉF : 212-19

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement** du mur : mini* 50 cm

POSITIONS



*: angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5% - **: distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini*)