

Coussin LTV SEAT®

Le confort,
partout



permobil

Un dispositif de protection portable

Le LTV Seat est un coussin non médicalisé idéal pour toute personne restant assise de façon prolongée. Léger et facile à plier, le coussin LTV vous accompagnera partout où vous irez.

La technologie Shape Fitting Technology® vous apportera un confort inégalé. Le coussin LTV est constitué de cellules interconnectées qui permettent à l'air de passer progressivement d'une cavité à une autre et de répartir uniformément la pression corporelle.


- Confort exceptionnel à portée de main
- Le réseau dynamique de cellules s'adapte instantanément pour vous soulager là où vous en avez le plus besoin
- Répartit la pression pour améliorer le confort
- Portable, facile à plier: idéal lors des voyages, en voiture et au bureau

Avantages


La cartographie de la pression, scientifiquement démontrée, met en évidence les différences entre une assise avec et sans coussin ROHO LTV.

Les zones rouges et jaunes montrent des points de pression douloureux. Le coussin LTV redistribue considérablement la pression et maximise le confort.

Assise sur coussin
ROHO LTV



Assise sans coussin
ROHO LTV



Caractéristiques

Confort

Les cellules d'air interconnectées et réglables répartissent votre pression corporelle. La housse rembourrée apporte un niveau de confort supplémentaire.

A emmener partout

La conception légère facilite le pliage et le transport de votre coussin LTV. Il vous accompagnera où que vous soyez: de la voiture au bureau en passant par l'avion. S'utilise très bien comme deuxième coussin dans votre voiture.

A ajuster à votre guise

Dans la même logique de fonctionnement que les autres produits ROHO, la valve du ROHO LTV vous permet d'ajuster le niveau d'air comme vous le souhaitez.

Housse design

Housse design en Tissu Matelassé livrée en standard avec le coussin.

Taille

Le coussin LTV Seat est disponible dans une seule taille: 45,7 cm x 40,6 cm.

Hauteur réglable 2.5 cm à 5 cm. Poids: 0,5 kg

Garantie coussin: 1 an

Garantie housse: 6 mois



ROHO, Inc.: DRY FLOATATION®, Hybrid Elite SR™, Sensor Ready®, Shape Fitting Technology®, et Smart Check®, et ROHO®.