

# BEST'UP À ROULETTES Chaise hygiénique




**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Equipée de roulettes anti-statiques avec freins, **BEST'UP à roulettes** se distingue par des fonctionnalités et un design uniques. Proposée dans 4 coloris, elle est équipée d'une assise totalement amovible et surépaisse, et d'accoudoirs escamotables pour des transferts faciles et en toute sécurité.

**Matériaux:** cadre acier traité époxy, assise, dossier et accoudoirs en PVC thermosoudé, seau en polypropylène.

- > Sortie du seau par le dessus ou les côtés
- > 2 poignées pour aider au déplacement
- > Assise thermosoudée totalement amovible
- > Accoudoirs et repose-pied escamotables
- > 4 roues dont 2 à freins

### COLORIS



OCEAN





GREY



OPTION: PVC NOIR NON FEU



Conditionnement :  
Carton de regroupement: 1  
Palette : 4 pc.




Poignées à pousser



Repose-pieds escamotable

## DIMENSIONS

Hauteur totale	A	96,5 cm
Largeur entre accoudoirs	B	47,5 cm
Largeur hors tout	C	60 cm
Hauteur accoudoirs/ sol	D	72 cm
Hauteur assise sol	E	51 cm
Hauteur assise+dossier	F	51 cm
Profondeur assise	G	40 cm
Profondeur hors tout	H	78 cm
Poids		13,5 kg
Ouverture de l'assise percée		21 cm x 25,5 cm



## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
304723	Best'Up à roulettes Océan avec bouchon	3401096072068	3701127709322	
304711	Best'Up à roulettes Grey avec bouchon	3701127705065	3701127705065	Ancien code: 1243302
304753	Best'Up à roulettes Noir non feu avec bouchon	3401099326854	3701127709810	Nouveau code: 6273816 102,62€

