

Dublin 2M

Extension de repose pieds et roulettes rétractables

POINTS FORTS

- Revêtement Nouvelle génération EasyClean, déperlant (« traitement Téflon ») pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/éponge absorbant), Il est « respirant », répond à la norme retardant au feu EN1021-1 (test de la cigarette) (Explications p3)
- Revêtement résistant. Test martindale résistance à l'abrasion 35 000 tours (Explications page 3)
- Une hauteur et profondeur d'assise facilitant « l'accès » des personnes de taille moyenne.



Extension de repose pieds pour améliorer le confort en soutenant les pieds en cas de position allongée prolongée dans le fauteuil.



Explications p3

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES




>1.65M
À <1.80
MAXI 110KG

Mécanisme de roulettes rétractables. Les roulettes deviennent porteuses par un simple appui sur la pédale située à l'arrière du fauteuil, pour déplacer le fauteuil sans personne assise dans le fauteuil.

VOUS APPRÉCIEREZ

Un fauteuil avec une belle qualité de fabrication et de belles finitions pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un confort et un accueil d'assise plus ferme.

MICROFIBRE SUÈDE EASYCLEAN (Explications page 3)



GRIS CENDRÉ
RÉF. 222-10


GRIS ÉLÉPHANT
RÉF. 222-11



NOISETTE
RÉF. 222-26




DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Écartement** du mur : mini* 50 cm

POSITIONS



*: angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5% - **: distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini*)