

STYLEA II 2 moteurs



Microfibre Chocolat

POIDS SUPPORTÉ 130 KG
Motorisation 24 volts (Rohs CE)

Doté d'un dossier particulièrement confortable avec trois coussins en fibres creuses, le fauteuil **STYLEA II** est équipé de 2 moteurs pour incliner ou relever le dossier et le relève-jambes indépendamment.

Matériaux : Mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.

- > Dossier composé de 3 coussins adaptables contenant de la fibre creuse
- > Assise amovible et totalement déhoussable en continuité avec le relève-jambes
- > Grande poche latérale de rangement
- > Kit batterie sur option
- > Kit de réglage en profondeur du dossier (option)



Coussins ajustables





Assise déhoussable


YouTube
Vidéo de présentation



Conditionnement :
Carton de regroupement : 1 pc.
Palette : 2 pc.



948533 télécommande STYLEA II



Position debout



Position jambes relevées
STYLEA II


Poid total	Dossier	Densité assise
52kg	Fibre	21kg/m ³

STYLEA II MICROFIBRES


BEIGE
490130



TITANE
490134




CHOCOLAT
490135



DIMENSIONS

A	Hauteur totale	105 cm	H	Profondeur assise	51 cm
B	Profondeur totale	85 cm	I	Profondeur allongé	166 cm
C	Hauteur accoudoir sol	57 cm			
D	Hauteur dossier	66 cm			
E	Hauteur assise sol	50 cm			
F	Largeur totale	80 cm			
G	Largeur entre accoudoirs	55 cm			



EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
490130	Stylea II beige	3701127712537	
490134	Stylea II titane	3701127717204	Néant
490135	Stylea II chocolat	3701127712551	