

# CAGLIARI



## €TTC

Eco-participation = €TTC

### GARANTIES

- Châssis métal fixe = 2 ans
- Moteur(s) = 2 ans
- Mécanisme / structure bois = 2 ans
- Transformateur / Télécommande = 2 ans

### COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

### Suspension et garniture

- **Assise** : Ressorts type NOSAG + ressorts ensachés hélicoïdaux et mousse de polyuréthane de densité 40g/m<sup>3</sup>
- **Dossier** : Fibres nylon
- **Accoudoirs** : Rembourrage mousse

### Structure

- Métal et bois

### Pièces Electriques CE

- **Transformateur** AC100-240V AC /50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 1.8 A
- **Vérin** : Moteur principal 6000 N  
Moteur dossier : 4000 N
- Télécommande 4 Boutons

## REVÊTEMENT

Tissu 100% polyester

**Revêtement nouvelle génération** « Anti Stain » avec traitement déperlant pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il est « respirant », répond à la norme anti-feu EN1021-1 (test de la cigarette)



**Test Martindale** résistance à l'abrasion: 20 000 tours



**Taupe** (Réf.210-29) 3701183210299\*  
**Gris Clair** (Réf.210-34) 3701183200344\*  
**Bordeaux** (Réf.210-35) 3701183210350\*  
**Jaune Aurore** (Réf.210-36) 3701183200368\*  
**Bleu Pétrole** (Réf.210-37) 3701183200375\*

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Continuité assise repose pieds
- Dossier muni d'oreillettes pour un meilleur maintien latéral de la tête

Options possibles	Accessoires
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
	Protection intégrale


### INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

**Fabrication** : Chinoise • **Poids** : 55 kg  
**Distributeur en France** : Medtrade SAS

### POSITIONS




### DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement\*\* du mur : 65 cm

### ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



(\* : Code EAN)

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

(\*\* : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))