

CANBERRA



REVÊTEMENT

Composition : 100% polyester. (497g/ml)

Martindale : résistance à l'abrasion >70 000 tours.

Spécificités : Revêtement répondant aussi au test « PET FRIENDLY » pour confirmer leur résistance accrue aux accrocs, c'est-à-dire à l'arrachement d'un fil dû aux animaux de compagnie.

Répond également à la norme OEKO-TEX Standard 100 garantissant son innocuité et l'absence dans sa composition de 100 substances identifiées comme potentiellement nocives ou toxiques pour la santé et l'environnement. Nouvelle génération Easy to Clean, déperlant (« traitement Téflon ») pour éviter la Pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il est « respirant », répond à la norme anti-feu EN1021-1 (test de la cigarette).

Super résistant (norme usage intensif)



Anthracite

(Réf.240-02)
3701183240029*

Beige Pierre

(Réf.240-03)
3701183240036*

Vert Forêt

(Réf.240-05)
3701183240050*



€TTC

Eco-participation = €TTC

GARANTIES

- Châssis métal fixe = 2 ans
- Moteur(s) = 2 ans
- Mécanisme / structure bois = 2 ans
- Transformateur / Télécommande = 2 ans

COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

Suspension et garniture

- **Assise** : Ressorts type NOSAG + ressorts ensachés hélicoïdaux et mousse de polyuréthane de densité 50g/m³
- **Dossier** : Fibres nylon
- **Accoudoirs** : Rembourrage mousse

Structure

- Tube acier, carcasse bois et panneau de particules

Pièces Electriques CE

- **Transformateur** : AC100-240V AC/50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 1.8 A
- **Vérin** : 29V / 58 W Moteurs Push 8000 N
- **Télécommande** : 4 touches presseoir

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Continuité assise repose pieds
- Entièrement déhoussable
- Accoudoirs avec ouverture latérale et amovible
- Hygiène optimale : modules de couettes remplaçables, amovibles et traités « Easyclean »
- Couettes moelleuses et ultra confortables garnies de fibre.


Options possibles	Accessoires
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
	Protection intégrale
	Table d'appoint spéciale fauteuil

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT


Fabrication : Chinoise • Poids : 59 kg

Distributeur en France : Medtrade SAS


POSITIONS



DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



(* : Code EAN)

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))