

# BROOKLYN

## Déambulateur compact



N°ARTICLE: FD88601-T-PU

### Brooklyn PU Vert foncé

(sac et sangle dorsale inclus dans le prix)

■ Poids: 8 kg



- Très compact, grâce au double pliage
- Très léger
- Facile à replier en levant l'assise
- Design élégant
- Pneus souples pour un meilleur confort lors de la marche



N°ARTICLE: FD88601-T

### Brooklyn

(sac et sangle dorsale inclus dans le prix)

■ Poids: 8 kg



- Très compact, grâce au double pliage
- Très léger
- Facile à replier en levant l'assise
- Design élégant

### FICHE TECHNIQUE

- Poids: 8 kg
- Lo/La/Ha: 69,6/61,5/83-95 cm
- Largeur de l'assise: 46,2 cm
- Lo/La/Ha replié: 81x25,5x43 cm
- Distance entre les poignées: 48,4 cm
- Hauteur de l'assise: 55 cm
- Profondeur de l'assise: 25 cm
- Diamètre des roues: 19,3 cm
- Poids max: 136 kg
- Poignées en caoutchouc thermoplastique, sans latex
- Livré avec sac et sangle dorsale

### ACCESSOIRES



#### Porte-canne

N°ARTICLE: SBFPJ001



#### Housse de transport

N°ARTICLE: SBFPJ030