

MUNICH



REVÊTEMENT

Composition : 100% polyester.

Revêtement Nouvelle génération EasyClean, déperlant (« traitement Téflon ») pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il est « respirant », répond à la norme anti-feu EN1021-1 (test de la cigarette)

Test Martindale résistance à l'abrasion >30 000 tours.
Super résistant (norme usage intensif)



Gris
(Réf. 224-33)
3701183224333*



Beige
(Réf. 224-18)
3701183224180*



€TTC

Eco-participation = €TTC

GARANTIES

- Châssis métal fixe = 2 ans
- Moteur(s) = 2 ans
- Mécanisme / structure bois = 2 ans
- Transformateur / Télécommande = 2 ans

COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

Suspension et garniture

- **Assise** : Ressorts type NOSAG + ressorts ensachés hélicoïdaux et mousse de polyuréthane de densité 50g/m3
- **Dossier** : Fibres nylon
- **Accoudoirs** : Rembourrage mousse

Structure

- Métal et bois

Pièces Electriques CE

- **Transformateur** AC100-240V AC/50/60Hz/ 2.0A/DC 29V 1.8 A
- **Vérin** : 29V / 58 W Moteurs Push 8000 N
- **Télécommande** 4 boutons

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Continuité assise repose pieds

Options possibles	Accessoires
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
	Protection intégrale


INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chinoise • Poids : 59 kg
Distributeur en France : Medtrade SAS

POSITIONS




DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 65 cm

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



(* : Code EAN)

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))