


CONFORT PREMIUM



REVÊTEMENT

Velours toucher doux, ou tissu anti tâches : fibre synthétique 100% polyester très haute résistance aux frottements (test abrasion >100 000 tours « Martindale »)




Grenat
(Réf. 1048)
3701183210480*




Chamois
(Réf. 1041)
3701183210411*



Gris Cendré
(Réf. 1043)
3701183210435*



Vert Forêt
(Réf. 1042)
3701183210428*



Chocolat
(Réf. 1040)
3701183210404*



REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE OPTIONNEL

Revêtement Altus non feu (spécial fuites urinaires légères à modérées), fibres textile 100% polyester, traité antimicrobiens, anti-odeurs, respirant, déperlant et traité non feu. Hyper résistant aux frottements (test abrasion > 100 000 tours "Martindale")




Gris
(Réf. 1021)
3701183200122*




Marron
(Réf. 1024)
3701183210244*



POSITIONS



DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



€TTC

Eco-participation = €TTC

GARANTIES

- Châssis métal fixe = **10 ans**
- Moteur(s) = **5 ans**
- Mécanisme / structure bois = **3 ans**
- Transformateur / Télécommande = **2 ans**

COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

Suspension et garniture

- **Assise** : 5 ressorts ondulés anti-affaissement (zigzag Nosag) en acier trempé haute résistance + 2 mousses (polyuréthane) de densité 24 et 28 kg/m³
- **Dossier** : 3 ressorts ondulés anti-affaissement (zigzag Nosag) en acier trempé haute résistance + fibre de polyester
- **Accoudoirs** : rembourrage mousse 25kg/m³

Structure

- Métal et bois (érable séché au four)

Pièces Electriques CE

- **Transformateur** OKIN
- **Vérin** : AC100-240V AC - Max 2.2A 50W - 24V 2A
- **Télécommande** « 2 boutons »



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Protège accoudoirs et appui tête
- Technologie « Smart Tech » (diodes de diagnostic de fonctionnement (Transformateur, télécommande, vérin) vous permettant de vérifier l'état des branchements, et le bon fonctionnement du fauteuil et de ses composants électriques.
- 1 poche latérale de rangement

Options possibles	Accessoires
Télécommande à gauche	Coussin tête nuque
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
Transformation en lift (fonction rehausseur en remplacement de la fonction releveur)	Protège fauteuil intégral
Revêtement Altus (spécial fuites urinaires légères à modérées) traité non feu	

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chine • Poids : 52kg

Distributeur en France : Medtrade SAS