



REVÊTEMENT

Composition : Revêtement 100% polyester « EasyClean », déperlant pour éviter la pénétration immédiate des liquides (Facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/ éponge absorbant), Il est « respirant », répond à la norme anti-feu EN1021-1 (Test de la cigarette)

Test Martindale résistance à l'abrasion >35 000 tours.



Gris Cendré
(Réf. 208-10)
3701183208104*



Gris Eléphant
(Réf. 208-11)
3701183220816*



€TTC

Eco-participation = €TTC

GARANTIES

- Châssis métal fixe = 2 ans
- Moteur(s) = 2 ans
- Mécanisme / structure bois = 2 ans
- Transformateur / Télécommande = 2 ans

COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

Suspension et garniture

- **Assise :** Mousse de polyuréthane de densité 30 kg/m3 ressorts type « NOSAG » et sangles entrecroisées
- **Dossier :** Mousse de polyuréthane de densité 24 kg/m3
- **Accoudoirs :** Rembourrage mousse

Structure

- Métal et bois

Pièces Electriques CE

- **Transformateur** AC100-240V AC/50/60Hz/ 1.5 A/DC 29V 2A
- **Vérin :** 29V / 60 W Moteurs Push 8000 N
- **Télécommande** 5 boutons presseoir

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Continuité assise repose pieds
- Fonction retour automatique en position assise
- Insert métallique finition inox sur les accoudoirs et base pivotante finition inox à 360°


Options possibles	Accessoires
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
	Protection intégrale

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT


Fabrication : Chinoise • Poids : 79 kg

Distributeur en France : Medtrade SAS

POSITIONS



DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 60 cm

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES

