

TOUNDR



REVÊTEMENT

Composition : Cuir Vachette 0.9 mm à 1.1 mm Fleur corrigée et textile enduit P.



Gris Perle
(Réf. 214-53)
3701183214532*



Gris Foncé
(Réf. 214-54)
3701183214549*

€TTC

Eco-participation = €TTC

GARANTIES

- Châssis métal fixe = 2 ans
- Moteur(s) = 2 ans
- Mécanisme / structure bois = 2 ans
- Transformateur / Télécommande = 2 ans

COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

Suspension et garniture

- **Assise :** mousse de polyuréthane de densité 30kg/m3 ressorts type « NOSAG »
- **Dossier :** sangles entrecroisées et mousse de polyuréthane de densité 18 kg/m3
- **Accoudoirs :** Rembourrage mousse

Structure

- Métal et bois

Pièces Electriques CE

- **Transformateur** AC100-240V AC/50/60Hz/ 1.5 A/DC 29V 2A
- **Vérin :** 29V / 60 W Moteurs Push 8000 N
- **Télécommande** 5 boutons presseoir

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE


- Continuité assise repose pieds
- Fonction retour automatique en position assise / Touche remise à zéro
- Tête réglable en inclinaison (mécanisme manuel)
- Base en bois pivotante à 360° et 2 inserts de boiserie dans les flancs des accoudoirs. Finition boiserie claire.

Options possibles	Accessoires
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protection d'assise
	Protection intégrale


INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : Chinoise • Poids : 59 kg
Distributeur en France : Medtrade SAS

POSITIONS




DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



Ecartement** du mur : 60 cm

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES



(* : CodeEAN)

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))