


DONJOY® SUPPORT EVEREST II

NOUVEAU



INDICATIONS :

- Immobilisation post-opératoire et réadaptation fonctionnelle.
- Entorse de gravité modérée à grave des ligaments latéraux (LLI ou LLE) et du ligament croisé antérieur (LCA).
- Protection de la cicatrisation ligamentaire après entorse légère.
- Réathlétisation et reprise d'activité (sauf sports extrêmes).

CARACTÉRISTIQUES :

- Solution 2-en-1 : immobilisation et prévention / reprise d'activité.
- Plots de blocages simples à positionner (sans outil).
- Limitation de l'amplitude de mouvement en flexion/extension ou de blocage à 0°, 10°, 20°, 30°, 60°, 90° et Full range (amplitude complète).
- Tissu novateur ajouré compressif et hautement respirant.
- Panneau poplité en Lycra® doux, pour un excellent confort.
- Nouvelles boucles de serrage pour un ajustement facilité.
- Système anti-glisse : évite l'effet garrot tout en maintenant l'attelle en place.
- 4 sangles indépendantes, pour régler le niveau de maintien.
- Hauteur de l'attelle : XS/S/M : 39,5cm - L/XL/XXL : 44,5cm.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de Pédiatrique-XS à XXL).

TAILLE	CIRC. CUISSE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
PÉDIATRIQUE-XS	33 - 37 cm	82-0046-1	0190446723875
S	38 - 43 cm	82-0046-2	0190446723882
M	44 - 49 cm	82-0046-3	0190446723899
L	50 - 55 cm	82-0046-4	0190446723905
XL	56 - 60 cm	82-0046-5	0190446723912
XXL	60 - 64 cm	82-0046-6	0190446723929



▶ Découvrez les vidéos
de mise en place de
nos produits

Prescrire : **Support Everest II DonJoy®**