


DONJOY® DONJOY® RESPIFORM™



INDICATIONS :

- Entorse et traumatisme du poignet.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.
- Arthrose du poignet.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique ajusté.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle.
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- 2 éclisses dorsales :
 - 1 semi-rigide côté pouce en aluminium.
 - 1 type spirale côté styloïde en acier ressort.
- Tissu Ozone™* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 104 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).



*Tissu Ozone™ : confort et respirabilité
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.



Découvrez la vidéo de mise en place
de la DonJoy® RespiForm™

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96160	0190446297987
DROITE - S	14 - 16 cm	82-96162	0190446295563
DROITE - M	16 - 19 cm	82-96163	0190446297994
DROITE - L	19 - 21 cm	82-96164	0190446298007
DROITE - XL	21 - 24 cm	82-96165	0190446298014
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96150	0190446297949
GAUCHE - S	14 - 16 cm	82-96152	0190446295525
GAUCHE - M	16 - 19 cm	82-96153	0190446297956
GAUCHE - L	19 - 21 cm	82-96154	0190446297963
GAUCHE - XL	21 - 24 cm	82-96155	0190446297970