


DONJOY[®]**DONJOY[®] RESPIFORM[™]+****INDICATIONS :**

- Entorse et traumatisme du pouce et du poignet.
- Tendinopathie et ténosynovite (De Quervain...).
- Rhizarthrose.
- Immobilisation pré et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique ajusté.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur chaque sangle.
- Système de serrage du pouce assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Éclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- 2 éclisses dorsales en acier ressort de type spirale.
- Éclisse de pouce en aluminium conformable et au design anatomique.
- Tissu Ozone[™]* pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 116 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



*Tissu Ozone[™] : confort et respirabilité
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.



Découvrez la vidéo de mise en place
de la DonJoy[®] RespiForm[™]+

TAILLE	CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96180	0190446298175
DROITE - S	14 - 16 cm	82-96182	0190446298182
DROITE - M	16 - 19 cm	82-96183	0190446298199
DROITE - L	19 - 21 cm	82-96184	0190446298205
DROITE - XL	21 - 24 cm	82-96185	0190446298212
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	11 - 14 cm	82-96170	0190446298120
GAUCHE - S	14 - 16 cm	82-96172	0190446298137
GAUCHE - M	16 - 19 cm	82-96173	0190446298144
GAUCHE - L	19 - 21 cm	82-96174	0190446298151
GAUCHE - XL	21 - 24 cm	82-96175	0190446298168